


นวัตกรรมทางการพยาบาล

หมอนไออุ่น



ความเป็นมาของนวัตกรรม

การที่ได้ขึ้นฝึกปฏิบัติงานที่ตึกศัลยกรรมทารกแรกเกิด ศ 5 เอ นักศึกษาเห็นถึงวิธีการที่จะ keep warm ทารกที่มีอุณหภูมิร่างกายต่ำ คือการนำกระเป๋าน้ำร้อนไปวางใน clip ทารกบริเวณปลายเท้า ต้องใช้เวลานานในการเตรียมกระเป๋าน้ำร้อน ซึ่งต้องรอน้ำร้อนเดือดประมาณ 7-10 นาที นักศึกษาจึง เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการ keep warm ทารกโดยใช้เวลาที่รวดเร็วในการ เตรียม เพื่อให้การช่วยเหลือทารกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพียงนำหมอนไออุ่นเข้าไมโครเวฟที่ไฟปานกลาง 3-5 นาที ก็จะได้หมอนอุ่นหอมๆที่จะช่วยสร้างความอบอุ่นให้แก่ทารกในเวลาอันรวดเร็ว